



PREMIUM CONDOMS

MADE IN GERMANY

ES Indicações de uso del preservativo Ritex

Abra el envase individual del preservativo cuidadosamente, rompiendo por el **borde dentado**. No utilice objetos punzantes para abrirlo. Tenga en cuenta que las uñas, dientes, joyas o piercings en los genitales pueden dañar el preservativo.

(1) Desenrolle el preservativo sobre el pene erecto antes de cualquier contacto entre el pene y el cuerpo de su pareja para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo.

Retraiga completamente el prepucio, apriete suavemente el depósito con el pulgar y el índice, coloque el preservativo sobre el glande **con el reborde hacia fuera** y desenróllelo por completo. **(2)** Si el pene comienza a relajarse, el preservativo se resbala o se tensa mucho (peligro de rotura), retire inmediatamente el pene. **Sujete bien el preservativo en la base del pene para que no se resbale.**

(3) Si luego de su uso el preservativo presenta un orificio o está rasgado, consulte a su médico lo antes posible y, en todo caso, durante las 72 horas siguientes. Los preservativos Ritex son productos sanitarios anticonceptivos y de protección local contra infecciones, diseñados para las relaciones sexuales con penetración vaginal. En caso de uso no vaginal se incrementa el riesgo de resbalamiento o de deterioro. Ningún método anticonceptivo puede garantizar una protección total contra el embarazo



y las infecciones. Si la **capacidad de deslizamiento es insuficiente**, en caso de sequedad vaginal o de sexo anal, se debe remediar mediante la aplicación adicional de una cantidad suficiente de **lubricante Ritex** compatible con el preservativo como el GEL⁺, HYDRO, BIO o LONGTIME, sobre la **parte exterior del preservativo**. Nunca utilice lubricantes adicionales directamente sobre el pene o en la parte interior del preservativo, ya que esto aumenta el riesgo de que el preservativo se deslice o se rasgue. Nunca utilice lubricantes que contengan aceites o grasas, (vaselina, aceite para bebés, loción corporal). Use únicamente aquellos recomendados por el fabricante para el uso con preservativos de látex. Antes de utilizar medicamentos como supositorios, pomadas, cremas, etc. en las zonas genitales consulte con su médico o farmacéutico si estos productos pueden mermar la seguridad del preservativo. Almacene los preservativos siempre a temperatura ambiente y en los envases individuales originales. Deseche los preservativos usados siempre con la basura doméstica. ¡Nunca deseche un preservativo por el inodoro!

FR Mode d'emploi du préservatif Ritex

Déchirez l'emballage scellé **prudemment** au niveau du **bord dentelé**. Les ongles, les bijoux ou les piercings intimes peuvent endommager le préservatif. **(1)** Déroulez le préservatif sur le pénis en érection avant tout contact entre le pénis et le corps de votre partenaire. **Tirez complètement le prépuce vers l'arrière**, pincez légèrement le réservoir entre le pouce et l'index **en vous assurant que le bourrelet se trouve à l'extérieur**. Placez ensuite le préservatif

sur le gland et déroulez-le entièrement. **(2)** Retirez-vous dès que l'érection faiblit ou si le préservatif glisse ou est trop tendu (risque d'éclatement). **Maintenez alors le préservatif à la base du pénis pour éviter qu'il ne glisse.** **(3)** Si le préservatif est percé ou déchiré après utilisation, consultez un médecin le plus rapidement possible, toutefois dans les 72 heures suivant le rapport. Les préservatifs Ritex sont des dispositifs médicaux servant de moyen de contraception et de protection locale contre les infections lors de rapports sexuels vaginaux. Le risque de glissement et d'endommagement est plus élevé lors de rapports sexuels non vaginaux. Aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection à 100 % contre les infections et les grossesses non désirées. En cas de **lubrification insuffisante** (par ex. en cas d'humidité vaginale faible ou de rapport sexuel anal), appliquez en outre une quantité suffisante de **gel lubrifiant Ritex** (par ex. GEL⁺, HYDRO, BIO ou LONGTIME) sur **l'extérieur du préservatif**. N'appliquez jamais de lubrifiant directement sur le pénis ni à l'intérieur du préservatif pour ne pas augmenter les risques que le préservatif glisse ou se déchire pendant le rapport. N'utilisez jamais de lubrifiants huileux ou gras (par ex. vaseline, huile pour bébé, lotion corporelle), mais uniquement des lubrifiants recommandés par le fabricant pour l'utilisation avec des préservatifs en latex. En cas d'utilisation de médicaments tels que des ovules gynécologiques, pommades, crèmes, etc. au niveau des parties génitales, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si ceux-ci peuvent compromettre l'emploi sûr du préservatif. Conservez les préservatifs à température ambiante dans leur emballage d'origine scellé fermé. Jetez les préservatifs usagés uniquement dans la poubelle. Ne les jetez pas dans les toilettes !



افتح العبوة **بطف** من طرفها **المستن**. يرجى الانتباه إلى أن وجود أغراض مثل الأظفار أو المجوهرات أو الحلقان في المنطقة الحميمية يمكن أن يتلف الواقي الذكرى. (1)

قبل أن يتحدث أي اتصال بين القضيب وجسم الشريكة، يفرّد الواقي الذكرى على القضيب المنتصب. **اسحب القلفة إلى الوراء تمامًا**، ثم اضغط برفق على حلقة التخزين (بقمة الواقي الذكرى) بالإبهام والسبابة. ضع الواقي على شفة القضيب مع توجيه حافة اللرد بالواقي الذكرى إلى الخارج، ثم افرد الواقي على القضيب بالكامل. (2)

عندما يبدأ القضيب في الارتخاء، أو في حالة انزلاق الواقي الذكرى أو إذا كان مشدودًا للغاية (خطر الفرفقة)، اسحب القضيب. **أسكب الواقي الذكرى جيدًا على القضيب، كي لا ينزلق**. إذا تمزق الواقي الذكرى أو ظهرت ثغوب به بعد الاستخدام، يرجى استرجاعه الطبيب في أقرب فرصة، على أن يكون ذلك خلال 72 ساعة. (3)

الواقيات الذكرية من ريتيكس هي منتجات طبية مخصصة لاستخدام أثناء عملية الجماع المهبل لمنع الحمل والوقاية من العدوى. تزيد احتمالات تعرض الواقي الذكرى للانزلاق أو الضرر عند استخدامه في غير المهبل. لا توجد وسيلة للوقاية تضمن عدم الحمل أو الإصابة بالعدوى بنسبة 100%.

تلتصق على **انخفاض التزليق**، مثلما في حالات الجفاف المهبل، ينبغي استخدام إحدى **وسائط التزليق من ريتيكس** بشكل إضافي مع الواقي الذكرى، مثل LONGTIME أو BIO, HYDRO, GEL[®]، بحيث توضع كمية كافية على الجانب الخارجي من الواقي الذكرى. لا تحاول مطلقًا استخدام وسائل التزليق الإضافية على القضيب مباشرة أو داخل الواقي الذكرى، لأن هذا يزيد من احتمالات انزلاق الواقي الذكرى أو تمزقه. لا تستعمل مطلقًا وسائل التزليق التي تحتوي على الزيوت أو الدهون (مثل الفازلين أو زيت الأطفال أو سائل ترطيب الجسم)، بل استعمل فقط وسائل التزليق التي ينصح الصانع باستعمالها مع الواقي الذكرى المصنوع من اللاتكس.

في حالة استخدام بعض الأدوية مثل التحاميل (البولوس)، أو المراهم، أو الكريمات وما إلى ذلك على المنطقة الحميمية، اسأل طبيبك أو الصيدلي عن ما إذا كانت هذه الأدوية تؤثر على سلامة الواقي الذكرى.

تحفظ الواقيات الذكرية في عبوتها الأصلية المغلقة وفي درجة حرارة الغرفة فقط.

يجب التخلص من الواقي الذكرى ضمن القمامة المنزلية فقط. يحظر رمي الواقي في المراض!



(ES) Lea el folleto explicativo.
(FR) Respecter les instructions du mode d'emploi.
(AR) يرجى مراعاة النشرة الداخلية.



(ES) Utilice cada preservativo una sola vez, ya que la reutilización conlleva un mayor riesgo de deterioro e infección.
(FR) N'utiliser les préservatifs qu'une seule fois. Toute réutilisation entraîne un risque élevé de dommages et d'infection.
(AR) لا تستخدم الواقي الذكرى أكثر من مرة واحدة، لأن الواقي قد يتعرض للتلف أو تزيد احتمالات الإصابة بالعدوى جراء إعادة الاستخدام.



(ES) No utilice el preservativo si el envase individual está deteriorado. Deseché el preservativo y utilice uno nuevo.
(FR) Ne pas utiliser si l'emballage scellé est endommagé. Éliminer le préservatif et en utiliser un nouveau.
(AR) حظر الاستخدام في حالة تلف الغلاف الخارجي. تخلص من الواقي الذكرى في هذه الحالة، واستخدم وافيًا جديدًا.



(ES) Guarde los preservativos sin ser expuestos a la luz directa del sol y al calor.
(FR) Conserver les préservatifs à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur.
(AR) حفظ الواقيات الذكرية في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.



(ES) Guarde los preservativos en un lugar seco.
(FR) Conserver les préservatifs au sec.
(AR) تحفظ الواقيات الذكرية في مكان جاف.



(ES) Estos preservativos están fabricados con látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas, incluidos choques anafilácticos, en personas alérgicas al látex.
(FR) Ces préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques, en cas d'allergie au latex.
(AR) هذه الواقيات الذكرية مصنوعة من المطاط الطبيعي، ولا يوصى به للأشخاص ذوي الحساسية تجاه مادة اللاتكس، حيث قد يتسبب في إصابتهم بالحساسية التي تصل إلى ما يعرف بصدمات الحساسية.



(AR) هذه الواقيات الذكرية مصنوعة من المطاط الطبيعي، ولا يوصى به للأشخاص ذوي الحساسية تجاه مادة اللاتكس، حيث قد يتسبب في إصابتهم بالحساسية التي تصل إلى ما يعرف بصدمات الحساسية.



(FR) Dispositif médical
(AR) جهاز طبي



(ES) Código de lote de preservativos
(FR) Numéro de lot du préservatif
(AR) رقم تشغيلة الواقيات الذكرية



(ES) Fecha de caducidad. No utilice preservativos que hayan excedido la fecha de caducidad.
(FR) Date de péremption. Ne pas utiliser les préservatifs si la date de péremption est dépassée.
(AR) تاريخ انتهاء الصلاحية. يحظر استخدام الواقي الذكرى بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.



(FR) Fabricant
(AR) الصانع



Ritex GmbH
Gustav-Winkler-Straße 50
33699 Bielefeld · Germany
www.ritex.com

Dated: 09/2025
EN ISO 4074
R MAT NR 5611722509

